

Modelos de Canetas para Intradermoterapia Pressurizada

Comfort in

É uma caneta de pressurização que surgiu para a aplicação de anestesia sem agulhas na odontologia e está sendo usada para a Intradermoterapia pressurizada.

É o modelo mais antigo dentre as canetas, pois é necessário fazer a pressurização a cada disparo e a seringa deve ser retirada antes.

Ela possui a regulação da dosagem do produto a ser injetado e uma alavanca a parte para fazer a pressurização.

Mesodoctor

Possui uma alavanca de pressurização na própria caneta e a regulação da dosagem a ser utilizada. Oferece duas possibilidades de seringas, com 0,3 ou 0,5 mls.

O que muda é somente a quantidade do produto a ser utilizado na técnica.

Preste atenção na hora de comprar a seringa e o adaptador (transferidor), 0,3 ml e 0,5 ml são modelos diferentes.

MF Skin Pen

Oferece 2 modelos. A Fine Pen que possui 3 pressões e o modelo Skin Pen com apenas 1 nível de pressão.

Assim como todas as outras, possui o sistema de dosagem na própria caneta, mas a pressurização é feita por rosqueamento, sem uso de alavanca.

Pressuriderm

É uma caneta da marca Cosmobeauty. Possui uma alavanca na própria caneta com 2 níveis de pressão.

A alavanca a 45 graus pressuriza para atingir a derme para tratamentos de flacidez e a 90 graus a alavanca pressuriza para fazer o tratamento de gordura localizada atingindo o tecido subcutâneo

Smart GR

A smart oferece 2 modelos de pressurizada, um com o nome de Smart Press GR que pode ser usada com 0,3 ou 0,5 ml de produto. Possui uma alavanca na própria caneta e apenas um único nível de pressão.

O outro modelo da Smart GR se chama Smart XS. Possui 3 níveis de pressão e a pressurização é feita na própria caneta. Não possui alavanca.

Todos esses modelos apresentados acima possuem ANVISA.

É importante saber que quando enche a seringa de 0,5 ml, ela rende 10 disparos de 0,05 ml ou 5 disparos de 0,1 ml.

Obviamente que quanto maior a quantidade de produto em cada disparo, mais rápido a seringa vai esvaziar e você vai precisar encher novamente.